



- チューブ抜去をナースコールで報知します。
- チューブをセンサーに軽くクランプするだけなので設置が簡単です。
- センサーはバンドで腕に取り付けることや、専用フックでベッドの柵などに取り付けることが可能です。



点滴コール・NC

コード	品番	価格(税別)
① 23-6582-00	TTC-1	¥98,000

●適用チューブ径: 3~6mm
 [チューブセンサー仕様] ●サイズ: 48×66×30mm ●バンド寸法: 25×400mm ●重量: 約60g ●電源: ボタン電池CR2032×1コ
 [中継ボックス仕様] ●サイズ: 65×100×35mm ●ケーブル長さ: 約1.2m ●重量: 約170g ●電源: DC5V
 ※中継ボックスは各社ナースコール仕様に合わせて各種ございます。ご使用のナースコールのメーカー、機種、ピン形状をご連絡ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			