

- オートクレープ滅菌専用。
- 感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。
- やぶれにくく、もれにくい2重式です。
- 使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をユーグリーンバック(W)の中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレープに入れます。滅菌終了後、冷えてからユーグリーンバック(W)を取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。



オートクレープ用消臭滅菌バック ユーグリーンバック(W)

コード	規格	サイズ	入数	価格(税抜)
① 23-2952-00	M	510×720mm	200枚	¥20,000
② 23-2952-01	L	620×820mm	200枚	¥25,000

●カラー:外袋=透明、内袋=グリーン

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			