


- カセット内にバイオシートを2つ折にして、間に検体を挟んで使用します。
- 極小組織片の採取から包埋時における混合、移動、紛失などの重大な事故を防止し、剥離細胞などへのコンタミネーションを防ぎます。
- 組織へのパラフィン浸透も問題ありません。



バイオシート

コード	カラー	価格(税抜)
① 23-5052-00	ホワイト	¥6,000
② 23-5052-01	ブルー	¥6,000

●サイズ:59×25×3mm

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			