


- スライドグラス用は未染のスライド標本を酸化と湿度から防御し、薄切標本に直接貼るだけで、酸化や吸湿による免疫染色性の低下を約6ヶ月防ぐことが可能です。
- パラフィンブロック用は薄切作業を終了した後のパラフィンブロックの表面を酸化と湿度から防御し、パラフィンブロックに直接貼るだけで、酸化や吸湿による免疫染色性の低下を約6ヶ月防ぐことが可能です。



ティシュー・プロテクター

コード	品番	規格	サイズ	価格(税抜)
① 23-5050-00	TP09001	L(スライドグラス用)	58×24mm	参考 ¥1,800
② 23-5050-01	TP09002	S(スライドグラス用)	36×24mm	参考 ¥1,500
③ 23-5050-02	TP09003	パラフィンブロック用	36×24mm	参考 ¥1,800

●入数：10枚×10シート

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			