

「職場における腰痛予防対策指針」が改訂され、看護・介護作業全般に適用が拡大されました  
 腰部に著しく負担のかかる移乗介助において、移乗補助用品を積極的に使用することが推奨されています



- 起立訓練や車いすやトイレへの移乗、立位での短い距離の移動に。
- ひざパッドは利用者に合わせて位置調節ができます。
- 利用者誘導しやすい足形マーク付。



リターン

コード	品番	サイズ	価格(税抜)
① 24-2200-00	KZ-A69049	W570×D685×H1150mm	¥155,000

●重量:約16.5kg ●材質:本体=スチール、ひざパッド=ポリウレタン ●キャスター:φ125mm(ロック付) ●耐荷重:150kg

※表記の内容は2014年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			