



- オキシドール成分と酵素で蛋白を分解する弱アルカリ洗浄剤。
- 付属の2ℓ専用容器にパウダーと水を混ぜてよく振り、簡単に万能型(金属・ミラー・樹脂など)の洗浄液が作れます。
- 希釈倍率は、浸漬洗浄時が約200倍、超音波洗浄時が約400倍です。



マルチ洗浄剤 洗淨ルネサンス

単位

コード	容量	価格(税抜)
① 24-3409-00	500g	¥5.900

●成分:オキシドール成分、酵素、カルボン酸、非イオン界面活性剤(9%)、金属封鎖剤 ●付属品:2ℓ専用容器、5g計量スプーン
※販売単位:4組

※表記の内容は2015年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			