

Wireless Patient Alarm Sensor



- ※遠距離内蔵センサー採用のコードレスタイプ。
- ※センサーのボタンに無線送信機が内蔵されているので、別個にコードが一切ありません。
- ※1はベッドから起きると検知します。
- ※2はマットを踏みと検知します。
- ※アースコード接続用の無線受信機ボックス付。

コードレスベッドセンサー 見張り番Ⅱ・NCセット

コード	品番	セットサイズ	価格(税別)
① 23-6580-00	SN-C5000-S-500x2	300×350×1.5mm	¥65,000

※構成は 300mm幅ベッドセンサー、見張り番無線受信機ボックス、ACアダプタ+電源 DC5V、ボタン電池CR2032×1コ

※無線受信機ボックスは各社アースコード社様にご合わせてお選びいただけます。ご使用のアースコードのメーカー・品番・寸法をお知らせください。

コードレスフロアセンサー 見張り番Ⅱ・NCセット

コード	品番	セットサイズ	価格(税別)
② 23-6581-00	SN-C5000-F-500x2	500×400×4.5mm	¥75,000

※構成は 300mm幅フロアセンサー(M)、見張り番無線受信機ボックス、ACアダプタ+電源 DC5V、ボタン電池CR2032×1コ

※無線受信機ボックスは各社アースコード社様にご合わせてお選びいただけます。ご使用のアースコードのメーカー・品番・寸法をお知らせください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Wireless Patient Alarm Sensor

- ベッドからの起き上がりを検知し、ナースコールでお知らせします。
- 小型センサーは、行動パターンに合わせてベッドサイドや窓辺などに貼り付けできます。
- センサーの動作距離は前方約20～100mで、最大30分で検知可能です。
- ナースコールとの接続には別売の中継ボックスが必要となります。



起き上がりセンサー 優呼と守

コード	品名	価格	税別価格
① 24-3204-00	TK-5130 基本センサーセット		¥81,800
② 24-3204-01	TK-5132 センサーのみ		¥23,000

※サイズ:48×W150×H115×H42mm,センサー→W58×D55×H34mm 電源 ACアダプタ付

ナースコール接続の中継ボックス

コード	品名	価格	税別価格
③ 24-3204-10	無線ナースコール ラファット製付		¥13,000

※ナースコールの中継ボックスは無線ナースコール仕様に合わせてお選びください。ご希望のナースコールのメーカー、機種によっては別途ご連絡ください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Wireless Floor Mat Alarm Sensor

NEW



- マットセンサーも磁石の心ワイヤレスで受信機にお知らせします。
- マットセンサーは日常生活防犯会社で、盗撮や盗撮も可能です。
- 無線到達距離 約100m。

ワイヤレス徘徊お知らせ お待ちくん

コード	品名	ワイヤレスサイズ	価格(税別)
① 24-4235-30	HS-WM48(T)	800×400×5mm	¥85,000
② 24-4235-31	HS-WM61(T)	600×500×5mm	¥108,000

※税別価格: マットセンサー・コネクタ付は別途。※上記価格=サイズ(送料別): HS-200×100×10(25mm)・電池 盗撮機=ACアダプター(別売)、盗撮機=単3乾電池(2コ)別売

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Floor Mat Alarm Sensor

- マットを踏むとナースコールで知らせます。
- 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
- マットは防汚仕様で、高圧洗浄できます。



コールマット・徘徊コールⅢ (HC-3)

コード	分厚	マットサイズ	価格(税別)
① 20-5340-00	AG1200	900×1200mm	¥50,000
② 20-5340-01	AG800	500×800mm	¥45,000
③ 20-5340-02	AG1500	900×1500mm	¥55,000
④ 20-5340-03	AG900	600×900mm	¥55,000

※価格は、送料・設置費、消費税別です。
 ※中身のサイズは各ナースコール仕様に合わせて各種ございます。ご使用のナースコールのメーカー・機種にご対応をご確認ください。

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あり印 貴社名		あり印 ご担当者名	
あり印 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01020 01 丸形 レッド 3個			
ご要望			

Bed Mat Alarm Sensor

- ベッドから離れ布団ごまとセンサーが検知し、ナースコールします。
- センサー検知から起床までの検知が可能ですので、誤検知がありません。
- ベッドセンサーは耐湿タイプで、湿気や一部液体に濡れ、使用できます。
- ナースコール機能用の分岐ボックス付。



ベッドセンサー マイメロディーSセット

コード	品番	サイズ	価格(税別)
23-8121-01	8XC105-WW	1900×767×65.5mm	¥61,000

●付属品: ベッドセンサー・プラグ・ワイヤ、マイメロディーS-NC分岐ケーブル、分岐ボックス、ACアダプター(電源: DC0V、準4角規格+2コ)
※分岐ボックスは別売ナースコール機種に合わせて各種ございます。ご使用のナースコールのメーカー・機種にご対応をご確認ください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Floor Mat Alarm Sensor

- コードレスタイプのマットセンサーで、コードの引っ掛け事象やセンサーの巻線故障が正しいで感知します。
- 動作状態の必要もなく、設置・取替が簡単です。
- VdV-02対応仕様で、両面使用できます。



コールマット・コードレス (HC-R)

コード	品番	マットサイズ	価格 (税別)
① 24-3423-00	AS1200RP	500×1200mm	¥98,000
② 24-3423-01	MS600RP	500×600mm	¥64,000
③ 24-3423-02	AS1500RP	500×1500mm	¥103,000
④ 24-3423-03	MS900RP	500×900mm	¥103,000

※価格は、マットスイッチ、巻線や磁石が2つ入った標準バージョンです。
 ※中央部が2つ入ったオースコール仕様に合わせて価格が異なります。ご質問のオースコールはメーカー、巻線と2つを別々に選択してください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Floor Mat Alarm Sensor

NEW!

※患者とスタッフを識別できる、新しいコールマット。
 ※センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。

**コールマット・スマートコードレス**

コード	品番	サイズ	価格(税別)
☎ 24-4288-01	50×50	500×1200mm	¥110,000

※構成品：マット、無線充電ボックス、電源ベース、電源・充電ケーブル、充電ボックス
 ※ACアダプタ(DC5V)
 ※充電ボックスはホワイト・ブルー・ピンクと合わせて各種ございます。ご使用のケース・コールメーター、機種とご合わせてご購入ください。

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あり印		あり印	
貴社名		ご担当者名	
あり印			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) 0102の丸印を1つ3個			
ご要望			

Patient Alarm Sensor

NEW!

- 置きではなく心拍・呼吸・活動などの(非接触型)に反応するセンサーですので取扱いによる誤作動が少なくなります。
- センサー本体の寸法は受取のための虫食いがあります。また、マットレスの下に設置するため違和感がありません。



あんしん長持ち離床センサー BSR03

コード	品番	価格	価格(税別)
24-4530-00	BSR0311	電気使用ケーブル	¥128,000

※構成品: センサーマット、人感センサー、専用電源機、ACアダプター(マットサイズ: W800×D140×H10~30mm)
※センサーマット取付は対応お客様サービスコールセンターにご相談ください。お問い合わせください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Floor Mat Alarm Sensor

- フロアマットを踏むとナースコールします。
- フロアマットは抗菌タイプで、難燃性・耐火性に優れ、水洗いできます。
- ナースコール接続時の分岐ボックス付。



フロアセンサー ナースコール接続セット

コード	品名	マットサイズ	価格(税別)
品番 23-3124-00	EFMS-53/L	600×1200×4.5mm	¥54,000
品番 23-3124-01	EFMS-53/M	600×900×4.5mm	¥49,000

※接続は、フロアマット・分岐ボックス

※分岐ボックスは別売。ナースコール仕様に合わせて各種ございます。ご使用のナースコールメーカー・機種、ピン形状をご確認ください。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0102 01 9879 レッド 3層			
ご要望			

Wheelchair Alarm Sensor

- 車いすから立ちあがるとその場で検知され、音が鳴りますとアラームは止まります。
- アラームは目覚まし時計と目覚ましブザーから音の聞こえ方が異なります。



チェアセンサー マイメロディーSセット

コード	品番	サイズ	価格
23-3126-01	EXC035-SC	305×352×0.5mm	¥44,000

※検知はチェアセンサーボード、マイメロディーS、ACアダプター電源 DC5V、840mAh充電式Li-ion

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Pallet Alarm Sensor

- 設置がペレットから離れるのをセンサーで感知します。
- 転倒防止の検知が行われるとセンサーを感知します。
- ご利用のセンサーのメーカー、機種、ピン形状によって接続可能な品番が異なりますのでご確認ください。
- センサーの動作・使用には別売りの分配コンセントが必要となります。



離床検知装置 転倒防止

コード	品番	品名	価格(税別)
① 23-6583-00	NTW-3	転倒・離床検知装置	¥13,500
② 23-6583-01	NTW-4	転倒・離床検知装置	¥18,000
③ 23-6583-10	NTW-SAU3	転倒・離床検知装置	¥18,500
④ 23-6583-11	NTW-SAU3	転倒・離床検知装置	¥23,000
⑤ 23-6583-12	NTW-SAN3	転倒・離床検知装置	¥19,000
⑥ 23-6583-13	NTW-SAN3	転倒・離床検知装置	¥23,500

※別売センサーの接続ケーブルは以下の品番が利用可能となります。品番はセンサーのサイズによって57×68+35mmまたは57×104+35mmケーブルが、別売品番は400×600mm

分配コンセント

コード	品番	適用センサー	価格(税別)
① 23-6583-02	NTWC-222	タアコム製SP	¥9,000
② 23-6583-03	NTWC-332	タアコム製SP	¥9,500
③ 23-6583-04	NTWC-442Z	タアコム製SP(2面)	¥10,000
④ 23-6583-05	NTWC-442RS	タアコム製SP(2面)	¥10,000
⑤ 23-6583-14	NTWC-222AN	アイホン製JA-1用製SP	¥10,000
⑥ 23-6583-15	NTWC-222AN	アイホン製JA-1用製SP	¥12,500

※サイズ:75×50×30mmケーブル径:1.0mm
※分配コンセントは、125VACにもご利用いただけます。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Floor Mat Alarm Sensor

- ※マットを踏むと検知してナースコールで通報します。
- ※マットは耐久性に優れ、また防水構造ですのでお風呂でもOKです。
- ※オススイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると振動部がナースコールのボタンを押して通報します。


離床センサー ふむナルLW(オススイッチセット)
**51,000
円(税別)**

コード	品番	メーカー名	価格(税別)
TEL 24-2205-00	00127AG120	495c9620c1ee	¥51,000

※構成品：(30)ナルLW(センサー+マット)、オススイッチ+スイッチ接続は3.5アンプ+電源はスイッチ1ACアダプタ(DC12V)

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Bed Mat Alarm Sensor

- ※マットから離れると検知してアラームで通報します。
- ※マットレスの下に設置。2人が横並みでのデッドリナップにも対応できます。
- ※オススイッチは押しボタン式アラームに設置し、検知すると自動でアラームのボタンを押して通報します。


離床センサー おきナールTW(オススイッチセット)
**1台
59,800円**

コード	品名	マトサイズ	価格(税別)
TEL 24-2206-01	00138AG120	220mmx200cm	¥66,000

※税別価格 おきナールTW(センサーマット・コントロール・検知コード)・オススイッチ・オススイッチ接続ケーブル+電源(マト=ACアダプターDC5V)・オススイッチ=ACアダプターDC12V

※表記の内容は2016年1月現在のものです。価格や仕様により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Wireless Calling System

※音と光でお知らせするワイヤレスコール。受信機24つの連絡を1台でお知らせすることになります。

※連絡方法や用途にあった受信機をお選びください。

※動作距離は約40m（屋内限定）。



ワイヤレスコール(小電力型)

コード	仕様	価格	送料(税込)
① EC-3471-03	ECC1601P 受信機	¥19,000	
② EC-3471-01	ECC1702P ワイヤレスコードコール	¥9,300	
③ EC-3471-02	ECC1704P ワイヤレス受信コール(取っ手型)	¥10,800	
④ EC-3471-03	ECC1706AP ワイヤレスペンダントコール	¥11,800	
⑤ EC-3471-04	ECC1707P ワイヤレス桌上コール	¥10,800	

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		あうる FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Wireless Floor Mat Alarm Sensor

NEW!

- センサーマットを足で踏むと、受信機から音が鳴ります。
- 浴室で足滑り防止マットを踏むとLEDが点灯してお知らせ。
- 無線到達距離：約100m（直線距離）。



徘徊わがーる

コード	品名	サイズ	価格(税別)
※ 24-4287-01	SH100	450×900×4.5mm	¥56,000

※構成品：センサーマット100（送受信機・受信機）、フロアマット×サイズ・送受信機=SH100×CD150×H500、受信機=SH100×CD150×H1100mm

※表紙の内容は2016年1月現在のものです。印刷の都合により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

Wireless Bed Mat Alarm Sensor

NEW

- ベッドから起り上がった時に検知し、受信機から知らせます。
- 遠隔受信機から届くるとLEDが点灯してお知らせ。
- 無線到達距離：約100m（直線距離）。



随床わがーる

コード	品名	サイズ	価格(税別)
① 24-4288-03	SRE-100-WR	290×767×6.5mm	¥53,000

*送料は、この一袋100個の箱・受信機・ベッドセンサー・ケーブル・送信機=WS03-D150⇒5000、受信機=WS03-D05⇒11100

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
あうる ご要望			

Wireless Calling System



- 呼出しボタンを押すと、音と光でお知らせします。
- 送信機ごとにメロディー音を設定することができます。
- 無線到達距離:約80m(直線見通し)。



送信機



受信機

よべる520

コード	品番	価格(税抜)
① 24-4289-00	HT-520	¥12,000

● 構成品:送信機×2,受信機×1 ● サイズ:送信機=W51×D20×H75.5mm,受信機=W77×D37×H86mm ● 重量:送信機=43g,受信機=90g ● 電源:送信機=23A12V乾電池(内蔵),受信機=AC100V 50/60Hz

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

	ふりがな ご担当者名	
〒		
	FAX番号	
個		