

## 抗菌カート



抗菌 殺菌 耐食性

## 高い抗菌性と優れた耐食性の抗菌ステンレス使用

## 【抗菌性の強化】

銅材に亜鉛が付着した際に銅イオン(Cu<sup>2+</sup>)が発生。亜鉛の犠牲的防食により、亜鉛の付着もよみ長寿命。



抗菌ステンレス鋼(Cu-Zn合金製)

従来24時間後の生菌数を測定した培養平板の一例。  
(抗菌材での着色は、つまり抗菌効果を示す)



培養液: 100μl、培養時間: 24時間、培養温度: 37℃(30分)



φ100mm抗菌キャスター

マリンビル  
E15523

- 1手操作なし。
- 2手操作なし、コンパクトタイプ。

Antibacterial Instrument Table



## 抗菌ステンレス器械台

コード	仕様	サイズ	価格(税別)
① 24-2501-00	SH-WV120	W620×D450×H800mm	¥27,500
② 24-2502-00	SH-WV125	W450×D350×H800mm	¥25,500

※重量: 17kg(25kg)材質: 抗菌ステンレス鋼+キャスターφ100mm 個数: 1+4個組/500mm組  
内容: 20kg(1個)



※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふり仮定		ふり仮定	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮定			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01-020-01 丸藤子 レッド 3巻			
ご要望			