

## 抗菌カート



抗菌 静電 耐食性

## 高い抗菌性と優れた耐食性の抗菌ステンレス使用

### 抗菌の仕組み

鋼材に高が付着した際に銅イオン(Cu<sup>2+</sup>)が発生する効果と反応し、菌の増殖を止め死滅させます。



抗菌ステンレス鋼(201系鋼材)

各自24時間毎の抗菌性を測定した結果で、極力一度(抗菌材での着色・汚染は認められず)



抗菌剤: 銅イオン、銀イオン  
測定機: 抗菌性測定機



φ100mm抗菌キャスター

### Antibacterial Medical Tractor



- ①仕様、両手操作。
- ②仕様、両手操作、ワイドタイプ。



### 抗菌ステンレス回診車

コード	品名	サイズ	価格(税別)
① 24-0044-00	MP-W230	W500×D450×H800mm	¥50,000
② 24-0045-00	MP-W235	W750×D450×H800mm	¥55,000

※重量: ①15.5kg ②17.5kg ※材質: 抗菌ステンレス鋼+キャスター φ100mm(静電)・内径鋼材 径: 200mm(静電) 304(100)

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		貴社名	
御住所	〒	ご担当者名	
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			