

Medical Sharps Containers

人気  
アイテム

## 感染性廃棄物安全処理容器 シャープスコンテナ

タイプ	容量	質量	価格(税別)
① 22-2900-00	0.6L	0.54kg	¥320
② 22-2900-01	0.8L	0.71kg	¥360
③ 22-2900-02	1.1L	0.94kg	¥400
④ 22-2900-03	2.0L	1.3kg	¥480
⑤ 22-2900-04	5.0L	3.3kg	¥680
⑥ 22-2900-05	8.0L	5.1kg	¥1,100

※サイズ:①W114×D72×H130mm②W114×D72×H170mm③W114×D72×H230mm④W195×D135×H140mm⑤W236×D156×H156mm⑥W195×D135×H299mm(重量:①96g②115g③135g④280g⑤400g⑥510g)材質:ポリプロピレン(114°C耐熱・耐薬液)

## ■投入口形状

投入口は3mmの針を挿入可能の形状になっています。薬液は捨て、ソフトリッドを閉鎖することもできます。



## ■使用方法



## ■組立

上部の4つのフタを下側の溝にしっかりと嵌め込みます。1箇所ははさみで切り落とします。



フタの端を力強く押さえると、フタのフタが閉鎖して閉鎖します。



フタの端を力強く押さえると、フタが閉鎖し、ソフトリッドが閉鎖してソフトリッドが閉鎖します。



## ■完全閉鎖

フタのフタを完全に押し込んで完全に閉鎖し、ふたが閉鎖します。1箇所ははさみで切り落とします。

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合がございます。あらかじめご了承ください。

ふり仮名	ふり仮名		
貴社名	ご担当者名		
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号	FAX番号		
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0100-01九野社 レッド 3箱			
ご要望			