

Salinity Measuring Devices

- 早晚尿から尿量と尿塩分濃度を測定し、統計データをもとに1日の塩分摂取量を計算。グラム単位でデジタル表示します。
- 測定方法は、早晚尿をカップに採取し、センサー部分をカップに差し込んで、電源ボタンを押すだけ。
- 測定時間は約15秒。
- 15日分の測定データを保存できます。



塩分摂取量簡易測定器 減塩モニター

コード	品番	価格(税別)
① 23-2824-00	KME-03	¥27,000
※サイズ:W125×D110×H190mm・重量:約350g・電源:ボタン電池CR2032×1コ(付属) ※付属品:カップ、センサー		
保守用センサ		
コード	品番	価格(税別)
② 23-2824-01	KME-SPA008	¥5,000

※表記の内容は2019年4月現在のもので、諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
TEL 01-0101-01 丸椅子レッド3脚			
ご要望			