

Transnasal Endoscopy Biopsy Forceps

- コイル先端が柔軟なため、経鼻内視鏡のアンブル操作で妨げません。
- 経鼻内視鏡用の小さなカップでも十分な量の組織採取が可能です。
- オートクレープ滅菌可能(132~134℃・5分間)、リユース可能タイプ。



先端部



sumius
SB生検鉗子

コード	品番	価格(税別)
① 24-2483-00	MD-48318	¥35,000

※適用鉗子孔径:φ2.0mm以上※サイズ(挿入部外径×有効長):φ1.85mm×160cm

一般
クラス1

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸棒子 レッド 3個			
ご要望			