

Disposable Eye Shield

- 再利用フレームとフェイスシールドの使用で機能性と経済性を両立。
- カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。
- シールドは防曇加工。



アイガード1の使用方法



フレームとシールドを組み合わせます。



シールドの先端とつばの間にシールドの裏でフレームを差し込みます。



もう片側も同様にフレームに差し込みます。



シールドをフレームにスライドさせて調整します。

アイガード1

コード	品番	構成	価格(税別)
① 24-3120-00	FR-081	セット	¥1,750
② 24-3120-01	FR-088	シールドのみ	¥1,750

※重量:約7g(フレーム+シールド)※材質:フレーム=ポリプロピレンシールド=ポリエチレンテレフタレート※入数:①フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚②50枚

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸眼鏡 レッド 3個			
ご要望			