

Medical Sharps container

アイ・コレ
Mitsubishi Quality

New!



ワンタッチ操作の 安全針捨てボックス



ボタンを押して
注射針を挿入



ボタンを離すと
注射針が
BOXの中に落下

▶片手操作で安全に注射針の取り外しができます。

▶投入口はボタンを押さないで閉じているので内容物の飛散を防止します。

PAROLAI
TELECO

注射針処理容器 サニボックス

コード	規格	容量	価格(税別)
① 24-7798-00	0.2ℓ	0.17ℓ	¥500

※サイズ:W80×D32×H110mm※重量:45g※材質:ポリスチレン

※オートクレーブ不可

※表記の内容は2019年4月現在のもので、諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			