

Wireless Patient Alarm Sensor

- 超音波センサーによりエリアと動きで離床を検知し、ナースコールで知らせます。
- 超音波センサーはベッドの下にマグネットを設置したり、ベッドのボードにクリップで設置したり、さりげない設置ができます。
- センサーと子機の接続コードが不要な無線タイプ。



超音波離床センサー ナースコール連動型(無線タイプ)

コード	価格(税別)
① 24-5609-00	¥96,000

※構成品:超音波センサー、子機、分岐ボックス※サイズ:超音波センサー=W130×D93×H39mm、子機=W65×D101×H58mm※電源:超音波センサー=単3乾電池×4コ(付属)、子機=ACアダプタ(付属)※TASコード:01398-000008
※分岐ボックスは各社ナースコール仕様に合わせて各種ございます。ご使用のナースコールのメーカー、機種、ピン形状をご連絡ください。

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			