

Floor Mat Alarm Sensor

- マットを踏みと検知してナースコールで通報します。
- マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。
- オススイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。



離床センサー ふむナルLW(オススイッチセット)

| コード | 品番 | マットサイズ | 価格(税別) |
|--------------|------------|-------------|---------|
| ① 24-2205-00 | 00127AS120 | 495×900×5mm | ¥51,000 |

※構成品:ふむナルLW(センサーマット)、オススイッチ※スイッチ接続:φ3.5プラグ※電源(オススイッチ):ACアダプタ(DC12V)

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|--------------------------|---|-------|--|
| ふりがな | | ふりがな | |
| 貴社名 | | ご担当者名 | |
| ふりがな | | | |
| 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個 | | | |
| ご要望 | | | |