

Bed Mat Alarm Sensor

- マットから離れると検知してナースコールで通報します。
- マットレスの下に設置。2ツ折構造ですのでギャッジアップにも対応できます。
- オススイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。



離床センサー おきナールTW2(オススイッチセット)

コード	品番	マットサイズ	価格(税別)
① 24-5621-00	00138BS120	220×800×5mm	¥66,000

●構成品:おきナールTW2(センサーマット・コントローラ、接続コード)、オススイッチ・スイッチ
接続:φ3.5プラグ●電源:コントローラ=ACアダプタ(DC6V)、オススイッチ=ACアダプタ(DC12V)

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			