

Instrument Detergent



- 幅広い材質に使用できる「多目的サビ落としクリーナー」です。
- サビ除去からカルキ除去・トイレの尿石まで落とせます。
- 米国製。



●サビ除去使用例(はさみ)



- ・スプレーして5分間放置
- ・ワイヤブラシなどで水洗い
- ・水分を拭き取り乾燥



重症の場合は2~3回繰り返してください。

●尿石除去使用例(トイレ)



- ・スプレーしてスポンジなどで磨く
- ・スプレーしてスポンジなどで磨く
- ・水分を拭き取り乾燥



ハイパーメディカルクリーナー HALT

コード	容量	価格(税別)
① 23-6577-00	500cc	¥2,850

※長時間(13分以上)の浸漬はしないでください。
 ※酸損がしやすいステンレスシンクには使用しないでください。

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			