

Positioning Cushion

- 体位変換した姿勢をそのまま保持できます。
- 持ち手を引っ張るだけの動作で簡単に体位変換ができます。
- 変形やへたりがなく、家庭用洗濯機で丸洗いも可能。



体位変換例



体位保持例

## セロリ

コード	品番	規格	価格(円税別)
① 23-5516-00	MTYA	Aタイプ(まくら型)	¥16,000
② 23-5516-01	MTYB	Bタイプ(スネーク型)	¥23,000

※サイズ:①680×320mm②1410×230mm ●重量:①2.4kg②3.1kg ●材質:フッシュンビーズ・オレフィン系エラストマー・アウターカバー=綿・ポリエステル・インナーカバー=ポリエステル  
 ●取り扱い:洗濯○(常温以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレーブ× ●TAISコード:000054-000112②00054-000113

※表記の内容は2019年4月現在のもので、諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ありがな		ありがな	
貴社名		ご担当者名	
ありがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			