

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

衛生・防災

入浴装置

動作解析

機能検査

体力測定

人体測定



ヘッドアップティルトテーブル

送料 J

SPR-4000 (届出番号13B2X00081000043) (一般) (特種G3) **¥1,350,000**

ヘッドアップティルト試験用に保険適用された手動タイプ。ロックを解除し、テーブルを持ち上げるだけでヘッドアップが行えます。可動範囲は、-10~80度で調整が可能です。

寸法 外形/1950(L)×885(W)×750(H)mm、キャスター/φ100(4か所)
質量 約90kg
材質 マット/ビニールレザー(抗菌処理、防汚用表面フッ素処理)、フレーム/スチール・粉体塗装仕上げ



D225-4 ヘッドアップティルト試験 1030点

注:別に厚生労働省大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



ソフトセット



判定票

てんとう虫テスト

送料 御見積

DG-66403 **¥84,000**

「立ち上がりテスト」*「2ステップテスト」*「立ち歩き(TUG)テスト」*「手伸ばし(FR)テスト」の4つの評価をもとに、高齢者の転倒リスクを判定します。

*は2013年に日本整形外科学会提唱のロコモ度テストに採用。4つのテストの結果と、性別・生年月日・身長・体重などの数値を入力するだけで「判定票」と「運動実践メニュー」が表示されます。

【動作環境】
コンピュータ本体 1GHz以上のCPU性能を有するPC/AT互換機
メモリ 1GB以上
ディスプレイ 800×600ドット以上の解像度、256色以上のカラーモード(True Color推奨)
ハードディスク 600MB以上の空き領域
その他 CD-ROMドライブ、マウス
対応OS 日本語版Microsoft®Windows®7/8、Microsoft®Windows®8.1
ブラウザ Microsoft®Windows®7/Internet Explorer 8.0以上、Microsoft®Windows®8/Internet Explorer 10.0以上、Microsoft®Windows®8.1/Internet Explorer 11.0以上
その他の環境 NET Framework®3.5SP1以上(必須)、Acrobat Reader®(記録用紙などの打ち出しに必要)、インターネット接続環境(更新情報の確認などに必要)

【構成】アプリケーションソフト(CD-ROM)1枚、映像資料(DVDビデオ)1枚、実施ポスター(掲示用、A全版)5種類各1枚、解説書、アプリケーション使用説明書

てんとう虫測定器具セット

送料 御見積

DG-66411X **¥11,000**

てんとう虫テストの4つの評価項目に必要な器具をセットにしました。

寸法 立ち上がりテスト用器具/430(W)×340(D)×400-300-200-100(H)mm(計4種)
2ステップテスト測定補助員/750(W)×340(H)mmの直角三角形
質量 立ち上がりテスト用器具/400(H)mm/2.6kg、300(H)mm/2.1kg、200(H)mm/1.6kg、100(H)mm/1.1kg、2ステップテスト測定補助員/0.1kg

【構成】立ち上がりテスト用器具(段ボール製)、2ステップテスト測定補助員(段ボール製)、メジャー、ストップウォッチ

