

最適な実歩行訓練の環境を作り出すリハビリテーションマット。

## 歩行訓練用リハビリテーションマット リハウォーカー

商品  
番号  
R07



転倒予防・歩行訓練に最適なトレーニングマット。

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。最適な実歩行訓練の環境を作り出し、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。

足底を「全面接地」させ、「揺れ」を作り、「動作」する。

足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの感覚を脳に送ります。不安定な状態で「動作（歩行）」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。


### 1. 足底を全面接地

全体をしっかりと接地させることで足底センサーを感知させます。



### 2. マットが反発

適度な反発は、センサーへの情報入力と不安定な環境を作ります。



### 3. 不安定な環境で揺れる

足部、脳、筋肉が情報交換。体勢を保つトレーニング。



### 4. 動作（歩行）

1～3の要素が動作（歩行）の中で連続的に行われます。



歩行訓練用リハビリテーションマット リハウォーカー 送料 C

REHA ¥128,000

寸法 2000 (L) × 500 (W) × 70 (H) mm

質量 4.0kg

※寸法は製造工程上、±5%程度の誤差が生じる場合があります。

消耗品

リハウォーカー交換用カバー

REHA-CO ¥19,800 送料 A

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

衛生・防災

入浴装置

介護予防

メディカルフィットネス

筋力トレーニング

ROMエクササイズ

バランス訓練

起立・歩行訓練

有酸素トレーニング

リハビリテーション室備品