

## 確実な膝治療。

無理な姿勢をとることなく、確実に膝に噴流を当てることができます。また、水深も深く、ペダリング訓練や立位での下肢荷重訓練などもあわせて行うことができます。



## 着衣を濡らしにくいデザイン。

治療中の腰位置が高いので、噴流で衣服が濡れにくくなりました。



## 負担の少ないトランスファー。

患側だけを水中に入れる場合でも、座面がサドル形状なので、治療中も姿勢が安定し、トランスファーも楽に行えます。



## スリムだから衛生的。

浴槽をスリムにすることで水の入れ替わり時間を減らしました。また、治療中の浮遊物を取り除くパワフルダストキャッチも標準装備。衛生的に使用できます。



## 下肢用 渦流浴装置 ワールプール 送料 J

**WP-800** (認証番号228A18ZX00024000) (標準) (特価) **¥1,940,000**

身長180cmの方でも膝まで治療できる深い槽内。

寸法	外形/1285(L)×570(W)×1040(H)mm 内形/650(L)×300(W)×620(H)mm
容量	浴槽/約78L(適量レベル)
材質	浴槽/FRP、カバー/プラスチック(ABS)、フレーム/ステンレス 座面/FRP、手すり/ステンレス
質量	約79kg
最大使用者体重	100kg
電源	単相100V(50Hz/60Hz) 15Aアース付
噴流ポンプ	出力400W、吐出量:110L/min(50Hz)、130L/min(60Hz)
保温ヒーター	560W
電源入力	1.5kVA
ノズル	5個
エア調整ノブ	1ヶ所
治療時間	最大40分(デジタル表示)
温度調節	最大45℃(デジタル表示)
排水	ボタン操作
安全装置	漏電遮断器、空焚防止(水位センサー)
付属品	保温マット、ノズルターナー、ノズルターナー巾

### オプション

リハステップ台 送料 御見積

**RSS-4** **¥20,000**

[構成]ピンク4枚

リハステップ台 固定板 送料 B

**WP-81** **¥80,000**

移乗しやすいよう高さを変えることができます。リハステップ台固定板を使えば、リハステップ台をしっかり固定でき安心です。



新仕様  
P115

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・  
作業療法

言語療法

自立支援  
機器

衛生・  
防災

入浴装置

渦流浴

運動歩行浴