

輪の取り入れ作業練習器

リーチング・エクササイズ



脳血管疾患におけるプッシャー症候群の早期改善と、身体の姿勢支持機能向上トレーニングに。

輪の取り入れ作業は、脳卒中片麻痺患者様に対して輪を目標（ボール）に向かって十分にリーチさせて渡し、取り出していく作業動作を通じて、健側での支持性を高めながら動的バランス能力を確実に高めていく運動プログラムです。

座位から立位でのトレーニングにも対応。

ボール（支柱）は、大・小の2種類を標準装備。座位から立位にまで、幅広いトレーニングに対応します。

輪の扱いやすさにも考慮。

柔らかいプラスチックチューブ素材を輪状にしています。表面もすべりにくくなっていて、扱いやすくしています。

専用記録シートによる結果のスコアリングを実現。

専用の記録シートでトレーニング結果をスコア化することができます。これにより、経時的な改善状況が把握しやすいとともに、患者様や院内スタッフへのフィードバックが行いやすくなります。

解説DVD付き。

輪の取り入れ作業を通じたトレーニングの再現性と統一性を確保するとともに、患者様説明やスタッフ教育などにも活用できます。

輪の取り入れ作業練習器

リーチング・エクササイズ

送料 B

SOT-700

¥150,000

寸法 ①支柱・大/φ500×700~1800(H)mm
支柱直径/ベース部/48mm, 中間部/38mm, 先端部/26mm
②支柱・小/φ400×400~700(H)mm
支柱直径/ベース部/38mm, 先端部/26mm
③サイドバー/φ21(φ16)×310(L)mm④輪/φ175mm

質量 ①支柱・大/5.0kg②支柱・小/3.0kg
③サイドバー/100g④輪/各約130g

材質 ①支柱/プラスチック、スチール②サイドバー、輪/プラスチック

その他 ①支柱・大/サイドバー取り付け穴/17箇所(100mmピッチ)
②支柱・小/サイドバー取り付け穴/6箇所(100mmピッチ)

[構成] 支柱・大、支柱・小、サイドバー(2本)、輪(10個)、簡易設置状態シート、輪の取り入れ作業解説DVD(1枚)



専用記録シート



座位使用例①
評価レベル3(座位・健側方いっぱい)



座位使用例②
立ち上がり動作のトレーニング



立位使用例
動的バランス能力のトレーニング



評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・
作業療法

言語療法

自立支援
機器

衛生・
防災

入浴装置

ADL
トレーニング

スプリント

手芸・工作

上肢運動

プレイ
セラピー

テーブル
関連