

- 医療スタッフの安全(OSHAに準拠した二次感染防止)を確保し、感染症(細菌・ウイルス)患者を隔離搬送するために開発されたバッグです。
- 収容バッグ内の空気は、送排気ユニットのULPAフィルターを通して強制排気され、バッグ内部は陰圧になり、病原菌の拡散を防ぎます。
- 送排気ユニットは、市販の乾電池とカーバッテリーの2Wayで駆動します。
- 専用収納バッグにスタッフ用防護服とその他に必要な物が全て入ったALL In ONEセットです。



感染症患者隔離搬送バッグ DIFトランスバッグ

要注
生庫

コード ① 01-6337-00 価格(税抜) ¥315,000

- 構成: 患者収容バッグ×1、送排気ユニット×1、ULPAフィルター×1、単3乾電池×12コ、顔面用リヒカ×1、スタッフ用防護服BPキット×4、オスカルプランケット×1、専用収納バッグ×1
〔バッグ本体仕様〕
- サイズ: W690×L2260×H190mm(リヒカ最頂部H350mm) ●重量: 2.5kg
〔送排気ユニット仕様〕
- フィルター: ULPA(0.15μm, 99.9995%) ●陰圧: -1.4mmHg ●電源: 単3乾電池×12コ(連続作動時間4時間以上)

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			