

NEW

●マットレス上層部の組み合わせパーツをはずして、患者さんの上腕部をくぼみに合わせることで、仰臥位から側臥位へ、伏臥位から側臥位へと患者さんの体位変換に合わせて使用することができます。



IA(3/パーツ)



B

B



テンピュールMED 側臥位手術用ポジショニングキットII (溶着タイプ)

コード	規格	キット内容	価格(税抜)
① 23-2677-00	I	IA×1コ、B×2コ	¥235,000

●材質: 本体=テンピュール素材(粘弾性ポリウレタンフォーム)、カバー=ポリエステル(防水ポリウレタンコーティング)

ポジショニングパーツ

コード	品番	規格	サイズ	価格(税抜)
② 23-2677-01	G109981	IA	500×800×185/100mm(3/パーツ)	¥160,000
③ 23-2676-02	G10993D	B	500×600×100mm	¥45,000

●材質: 本体=テンピュール素材(粘弾性ポリウレタンフォーム)、カバー=ポリエステル(防水ポリウレタンコーティング)

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子レッド 3個			
ご要望			