

- タンパク質の汚れに効果大。血液、脂肪、マジックインキの汚れに有効です。
- 無リンのアルカリ性粉末洗浄剤です。
- 0.5%～1%の濃度でご使用ください(汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を調整してください)。



マゴクリーンAD-P(浸漬用洗浄剤)

コード	容量	価格(税抜)
① 23-2691-00	2kg	¥5,400
② 23-2691-01	18kg	¥44,000

●成分:タンパク質分解酵素、界面活性剤(非イオン・陰イオン)、キレート剤

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子レッド 3個			
ご要望			