

- 開口部とベルト本体が取り外しが可能です。
- 面ファスナーを使用しているため、開口部の大きさに合わせて、取り替えが可能です。



### ストーマセパレートヘルニア保護ベルト

| コード            | 品番  | 規格 | 適用範囲(胴周り) | 価格(税抜) |
|----------------|-----|----|-----------|--------|
| ① 23-6556-00□□ | 304 | M  | 80~100cm  | ¥7,800 |
| ② 23-6556-01□□ | 304 | L  | 100~120cm | ¥7,800 |

●サイズ(ベルト幅×長さ):①13×100cm②13×115cm ●材質:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン ●カラー:オフホワイト

※上記以外のオーダーメイドにつきましては、お問い合わせください。

※ご注文の際は、□□にサブコードをご指定ください。

(サブコード/開口部寸法)

|    |     |    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| 01 | 6cm | 02 | 7cm | 03 | 8cm |
|----|-----|----|-----|----|-----|

|                          |   |       |  |
|--------------------------|---|-------|--|
| ふりがな                     |   | ふりがな  |  |
| 貴社名                      |   | ご担当者名 |  |
| ふりがな                     |   |       |  |
| 御住所                      | 〒 |       |  |
| 電話番号                     |   | FAX番号 |  |
| メールアドレス                  |   |       |  |
| ご注文商品                    |   |       |  |
| 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個 |   |       |  |
| ご要望                      |   |       |  |