

- 通常のストレッチャーには付いていない体圧分散性能により、患者がストレッチャー上で待機する時の圧迫力による不快感、しびれや痛みを軽減します。
- 裏面のポケットに収納されたトランスファーシートを使い、患者をストレッチャーからベッド・ベッドからストレッチャーへスムーズに移乗できます。
- カバーは防水素材を使用し、血液や嘔吐などで汚れた時には清拭できます。



体圧分散式トランスファーマットレス トランク

コード	品番	サイズ	価格(税抜)
① 23-5970-00	MTQ	W530×L1900×H60mm	¥75,000

●重量:4.7kg ●材質:クッション材=ウレタンフォーム、防水カバー表面=合成皮革、トランスファーシート=ナイロン・ポリエステル

※表記の内容は2014年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな 貴社名		ふりがな ご担当者名	
ふりがな 御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			