



- 重さ200g以下のスマートフォンやカメラ付携帯電話を取り付けて、顕微鏡画像を観察できます。
- 携帯電話の機能に応じて、拡大・縮小、メール・動画送信も可能です。



取付図



### マイクロスマホベース

コード	品番	サイズ	価格(税抜)
① 24-2891-00	807-100	180×155×50mm	¥29,800

● 重量: 220g

※表記の内容は2015年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな <b>貴社名</b>		ふりがな <b>ご担当者名</b>	
ふりがな <b>御住所</b>	〒		
<b>電話番号</b>		<b>FAX番号</b>	
<b>メールアドレス</b>			
<b>ご注文商品</b>			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
<b>ご要望</b>			