

「職場における腰痛予防対策指針」が改訂され、看護・介護作業全般に適用が拡大  
 腰部に著しく負担のかかる移乗介助において、移乗補助用品の活用が推奨されています

Electric Patient Lift

- 小回りが可能、スムーズな移動や移動ができるスタンディングリフト。
- スリングを脚に固定して本体フックに掛けるだけの簡単操作。
- リフトの上下下動はハンドスイッチの操作でコントロール。



### スカイリフト

コード	品名	サイズ	価格(税別)
① 24-2203-00	SL-2009U	W500×L950×H1357mm	¥480,000

※重量:37kg※材質:スチール※電圧:内蔵型バッテリー※キャスター:前輪φ150mm、後輪φ100mm(スローペース)※収納重:100kg

### 専用スリングシート エアスリング

コード	品名	規格	重量(目安)	価格(税別)
② 24-2203-01	AS-201	W	65~90cm	¥35,000
③ 24-2203-02	AS-201	L	90~110cm	¥35,000

※スリングシートはスカイリフト本体と同梱輸入品時にはこちらより送料となります。

※表記の内容は2016年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

あうる 貴社名		あうる ご担当者名	
あうる 御住所	〒		
あうる 電話番号		FAX番号	
あうる メールアドレス			
あうる ご注文商品			
あうる ご要望			

※ 0102011901 レッド 1冊