

介護予防

▶ ログステーション

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

ADL・作業療法

言語療法

自立支援
機器

入浴装置

介護予防

メディカル
フィットネス

筋力
トレーニング

ROM
エクササイズ

バランス
訓練

起立・
歩行訓練

有酸素
トレーニング

リハビリ
テーション
室備品



デイサービスの管理・運用業務をサポート。

- これまでペーパーや個別のパソコンに保管していた利用者の基本個別情報や日常の記録を、一括管理することができます。
- プレクサーマシンで行うトレーニングメニューの作成、記録だけでなく、その他の機能訓練も一括で簡単に記録・管理することができます。

Operational Management System For Day Service "Logstation" 送料 御見積

デイサービス運用管理システム ログステーション

LOG-110(COP-MGS プレクサーマネージャーシステムユーザー用) **¥45,000**

[構成] ソフトウェアインストール用USBメモリー(ダブル兼用) 1台、チップカードリーダー1台

LOG-100 **¥380,000**

[構成] ソフトウェアインストール用USBメモリー(ダブル兼用) 1台、チップカードリーダー1台、チップカード10枚、無線ルーター1台、プリンター1台、ノートパソコン1台

オプション

送料 A



IC-10チップカード

IC-10 **¥25,000**

- プレクサーマシントレーニング管理のためのチップカードです。

[構成] 10枚入

送料 A



NFC通信機能付 活動量計

UW-201NFC **¥8,000**

- デイサービスに来ていない時の活動履歴を管理することができます。

[仕様] ●寸法:75(W)×33.5(H)×10.8(D)mm ●質量:約26g(電池含む)

利用者の情報管理

- 基本情報
- 認定情報
- ケアマネージャー情報
- デイサービス利用状況
- 特記事項

入力

プレクサーマネージャー プレクサートレーニングマシン管理

パネル付マシンを利用すれば、トレーニングメニューの作成や、トレーニング情報の管理が行えます。

PRexer.



体力評価管理

閉眼片足立ち・ファンクショナルリーチ・Timed Up&Go・6分間歩行・椅子座位体前屈・握力 etc...



入力

日常の記録

機能訓練・バイタルの記録・問診のチェック・食事/水分/おやつ/排泄/服薬の記録・総括コメントの記録



入力



トップ画面

活動量管理

活動量計(UW-201NFC)で計測したデータを自動で取り込み登録



レポート作成・出力

- ①プレクサー総合レポート
- ②プレクサー詳細レポート
- ③トレーニング詳細レポート
- ④バイタルレポート
- ⑤日常コメントレポート
- ⑥活動量レポート
- ⑦体組成・体力測定レポート
- ⑧実施記録一覧
- ⑨連絡帳
- ⑩業務日誌

