

## 抗菌カート



抗菌 静電 耐食性

## 高い抗菌性と優れた耐食性の抗菌ステンレス使用

## 【抗菌性の説明】

銅材に塗布した際に銅イオン(Cu<sup>2+</sup>)が発生。菌の繁殖を抑制し、菌の死滅をもよおさせる。



抗菌ステンレス鋼 (Cu系塗布)

従来24時間後の生菌数を測定した検査手帳の一例。  
(塗料材での着色・つや減退現象なし)



検査手帳: 2017年11月20日検査  
検査場所: 1000000000000000



抗菌内面が搭載可能なステンレス鋼

φ100mm静電キャスト

マウリス  
E15523

- 3点の静電キャスト
- 2点の静電キャスト、コンパクトタイプ



## 抗菌ステンレス器械台

コード	仕様	サイズ	価格(税別)
① 24-2505-00	BF-W120	W620×D450×H820mm	¥33,000
② 24-2506-00	BF-W125	W620×D450×H820mm	¥28,000

●重量: 11.5kg (12kg) ●材質: 抗菌ステンレス鋼 ●キャスト: φ100mm 静電 ●幅調節: 50mm  
●取付部: 29kg (11kg)

Antibacterial Instrument Table



※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふり仮定		ふり仮定	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮定			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01-020-01 北陽子 レッド 3巻			
ご要望			