

## 抗菌カート



抗菌 静電 耐食性

## 高い抗菌性と優れた耐食性の抗菌ステンレス使用

## 抗菌の仕組み

銅材に高が付着した際に銅イオン $\text{Cu}^{2+}$ が発生する効果と反応し、菌の増殖を止め死滅させます。



抗菌ステンレス鋼(201系使用)

独自24時間連続の抗菌性を測定した結果で、他の一般抗菌材での着色・ブリード現象は発生しません。



抗菌性能試験(24時間連続)



φ100mm抗菌キャスター

## Antibacterial Instrument Table



- ① 両方手操作、脚固定式
- ② 両方手操作、脚固定式、コンパクトタイプ



## 抗菌ステンレス器械台

コード	品名	サイズ	定価(税別)
① 24-0040-00	両手操作、脚固定式	W500×D450×H800mm	¥36,000
② 24-0041-00	両手操作、脚固定式、コンパクトタイプ	W400×D350×H800mm	¥31,000

※重量:①79kg②70kg ※材質:抗菌ステンレス鋼+キャスター(φ100mm静電)+脚固定式 500mm  
※台枠高:30kg/100

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

よりお名前		よりお名前	
貴社名		ご担当者名	
よりお住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			