

## 抗菌カート



抗菌 静電 耐食性

## 高い抗菌性と優れた耐食性の抗菌ステンレス使用

## 【抗菌の仕組み】

鋼材に銅が付着した際に銅イオン $\text{Cu}^{2+}$ が発生する効果と反応し、菌の増殖を止め死滅させます。



抗菌ステンレス鋼(201系鋼材)

独自24時間連続の抗菌性を測定した結果で、他の一般鋼材での劣化(ブルー変色)は発生しません。



抗菌ステンレス鋼(201系鋼材)



φ100mm抗菌キャスター

## Antibacterial Medical Trolley



- ①上段使用時、
- ②上段収納時、ワイプタイプ。



## 抗菌ステンレス回診車

コード	品名	サイズ	価格(税別)
① 24-2515-00	WY-W200 W500-D450	φ100mm	40,000
② 24-2516-00	WY-W205 W750-D450	φ100mm	45,000

●重量:①11kg②12kg●材質:抗菌ステンレス鋼●キャスター:φ100mm(静電)●使用場所:500mm●全寸法:25kg/100

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

より詳細		より詳細	
貴社名		ご担当者名	
より詳細			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01-020-01 光輝子 レッド 3巻			
ご要望			