


SEGUFIX® ドイツ・セグフィックス社 医療施設専用保護ベルトシリーズ

●背い足しや背い替えの時に活用し、対応する部品パーツも取り替えております。

●各ベルトを使用する際は、必ずセグフィックス社製ツイストロックシステムのパラントロックシステムと組み合わせてご使用ください。

Segufix Positioning System/Ankleside Strap

- セグフィックス保護ベルトシリーズの基本となる調整用ベルトです。
- 調整用ベルトには、調節用調整ベルトが付いており、取り付ける位置で患者の姿勢保持や動きの制限ができます。



SEGUFIX® 調整用ベルト

コード	調節	価格(税別)
① 23-7921-00	S	+19,800
② 23-7921-01	M	+19,800
③ 23-7921-02	L	+19,800

※調整ベルトを2個使用する際は、必ず両脚に調整ベルトを装着してください。

サイズ	S	M	L
全長	98cm	124cm	149cm
調整用ベルト全長	31~39cm	31~39cm	31~39cm
調整用ベルト幅	4cm	5cm	5cm
調整用調整ベルト幅	5cm	5cm	5cm
調整用調整ベルト長さ	50cm	50cm	50cm
調整用調整ベルト幅	4.5cm	4.5cm	4.5cm

※表紙の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございません。あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 01-002-01 丸野 レッド 3巻			
ご要望			