

SEGUFIX® ドイツ・セグフィックス社 医療施設専用保護ベルトシリーズ

※新しい型しや古い型への転用にご注意いただきお取付の際は必ずしも取り替えてください。

※各ベルトを使用する際は、必ずセグフィックス社製サイズロックシステムのパシントロックシステムと組み合わせてご使用ください。

Segufix Positioning System/Shoulder, Additional Strap



※調整用ベルトと上半身用ベルトを接続した状態で、ベッドからの起き上がり制限する効果が得られる場合に使用します。

segufix®

上半身用取付ベルト

| 型番 | 長さ | 価格 | 販売単位 |
|------------|--------|--------|------|
| 23-7523-00 | 2400mm | ¥6,700 | 1個 |

※上半身用取付ベルトは長さ2400mmのみです。必ず調整用ベルト・上半身用ベルトと組み合わせて使用してください。

| サイズ | 長さ |
|-----|--------|
| XS | 1100mm |
| S | 1300mm |
| M | 1500mm |
| L | 1700mm |
| XL | 1900mm |

※表紙の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|----------------------|---|-------|--|
| ふり仮名 | | ふり仮名 | |
| 会社名 | | ご担当者名 | |
| ふり仮名 | | | |
| 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| ※ 0100-01 丸腰用 レッド 1個 | | | |
| ご要望 | | | |