

## SEGUFIX<sup>®</sup> ドイツ・セグフィックス社 医療施設専用保護ベルトシリーズ

※新しい型しや古い型えの部にこの型、いたのりる部品パーツも取り換えておきます。

※各ベルトを使用する際は、必ずセグフィックス社製ツイストロックシステムかフロントロックシステムと組み合わせてご使用ください。

### Segufix Positioning System Twist Lock

- より安全に使用するために先に展開された独自のロックシステムで、ベッドへの取り付けやベルトの調整に使用します。
- ピンをボタンを押し込み込むことで簡単にロックできます。
- ロックされた状態で、ボタンをピンから出すことはできません。
- ボタンをピンから出す場合は、専用キーを使用します。



### SEGUFIX<sup>®</sup> ツイストロックシステム

コード	品名	サイズ	価格 (税別)
① 23-7630-00	ツイストボタン&ピン	—	¥2,700
② 23-7631-00	ツイストボタン	φ2.5×H1.5mm	¥1,800
③ 23-7632-00	ツイストピン	3.6×3.6×H3.4mm	¥1,000
④ 23-7633-00	ツイストキー	φ2.7×H6.2mm	¥1,600

※ツイストロックシステムとフロントロックシステムに互換性はございません。異なるボタン・ピンキーを組み合わせることはできません。

※商品内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございません。あらかじめご了承ください。

ふり仮名	ふり仮名		
貴社名	ご担当者名		
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号	FAX番号		
メールアドレス			
ご注文商品			
〒104-0161 九段下 レッドビル			
ご要望			