


Needle Counter

- 使用用途を安全に確認し、使用数量の確認ができます。
- 裏面には使用量が塗布されていますので、緑色計のバーナーなどで読み取ることができます。
- ICD対応品。



## シャープスカウンター ソフト

| コード          | 品名     | 規格         | 数量    | 単価(円)  |
|--------------|--------|------------|-------|--------|
| ① Z3-T224-00 | F23010 | 5枚カウンター用   | 70シート | ¥8,400 |
| ② Z3-T224-01 | F23011 | 100枚カウンター用 | 60シート | ¥9,000 |
| ③ Z3-T224-02 | F23012 | 200枚カウンター用 | 30シート | ¥7,200 |
| ④ Z3-T224-03 | F23013 | 300枚カウンター用 | 30シート | ¥9,600 |

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

|                                    |   |               |  |
|------------------------------------|---|---------------|--|
| ふり仮名<br>貴社名                        |   | ふり仮名<br>ご担当者名 |  |
| ふり仮名<br>御住所                        | 〒 |               |  |
| 電話番号                               |   | FAX番号         |  |
| メールアドレス                            |   |               |  |
| ご注文商品                              |   |               |  |
| お問い合わせ先<br>〒 01-020-01 北極子 レッド 3 番 |   |               |  |
| ご要望                                |   |               |  |