

Ingrown Toenail Treatment Clip

人気
ベスト

巻き爪の対処に新しい選択肢

- フックも爪肉にも hurt なく 1ヶ月の簡単な装着で爪の曲率を改善します。
- 世界初の爪は皮膚結合部の粘着性で、安定した治療効果を持続します。
- 装着早期から効果が見られ、高度な変形にも対応可能です。
- 巻き爪クリップを使用した際には、定期的な医師の検診・指導に基づいて使用してください。



① Ingrown Nail Treatment Clip S

② Ingrown Nail Treatment Clip M

③ Ingrown Nail Treatment Clip L



巻き爪用クリップ

コード	規格	サイズ (mm)	包装形態
① 22-6145-00	S	14.5mm	オープン包装
② 22-6145-01	M	16.5mm	オープン包装
③ 22-6145-02	L	18.5mm	オープン包装

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もご容赦ください。あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0100-019071 レッド1箱			
ご要望			