

## Hand Washing Trainer

- 洗剤ポンプが洗い残したオイルやローションを汲り上げられます。
- オイルまたはローションを手に塗り込んで、手を洗います。手洗いが不十分でオイルが残っていると、その部分が発光制御により光って浮かび上がって見えます。
- パワザーは手の回りの菌類・菌・CA細菌などにのみくっけたパワザーが、人々モノなどを介して広がっていく様子が視覚的に確認できます。発光部が虹色になり、視覚的に学習できます。



## 手洗いトレーニング器 てあらいくん

コード	品名	仕様	価格(税別)
※ 11-2780-01	CG-100	本体のみ	¥29,000
※ 11-2780-02	CG-003	専用パワザー	¥6,000
※ 11-2780-01	CG-002	専用オイル(200ml)	¥7,000
※ 11-2780-03	CG-004	専用発光ローション(100ml)	¥3,200

※商品の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もごさいませので、あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0100-01九折付 レッド 1個			
ご要望			