

Mercury-Free Sphygmomanometer

- 水銀を使用していないので、水銀づまりもなくメンテナンスが簡単。
- 机上に置いて測定できる卓上型。
- 背面には大きなアークセリポケット付。
- ②の専用スタンドに装着するとスタンド型になります。

水銀レス血圧計
スワンハート管理
クラスⅡ

| コード | 品番 | 価格(税別) |
|--------------|------------|---------|
| ① 24-5170-00 | UM-102B-JC | ¥15,000 |

※測定方法:オシロメトリック法※測定範囲:数値表示圧力=0~300mmHg、バー表示圧力=20~280mmHg、脈拍=40~180bpm※測定精度:圧力=±3mmHg、脈拍=±5%※適用腕周:22~32cm※サイズ:W98×D202×H326mm※重量:約540g※電源:単3乾電池×2コ(付量)

専用スタンド

| コード | 品番 | 価格(税別) |
|--------------|----------|---------|
| ② 24-5170-10 | UM-ST001 | ¥14,000 |

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|--------------------------|---|-------|--|
| ふりがな | | ふりがな | |
| 貴社名 | | ご担当者名 | |
| ふりがな | | | |
| 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| 例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個 | | | |
| ご要望 | | | |