

Digital Thermometer

- 受付窓口ですばやく検温。
- 大型LEDの採用で、暗い場所でも検温がラクに行えます。
- 電源ボタンを押すと、予測検温を開始します。
- 予測検温終了時にはブザーでお知らせします。
- オートオフ機能付。
- 600gの軽量モデルで持ち運びにも便利。
- 実測検温をする場合は、電源ボタンを長めに押して、実測表示に切り換えます。
- わざ下用。



電子体温計 トブニックET

管理  
クラス1

コード	品番	価格(税別)
① 20-3110-00	ET-17	※120,000

●測定部位: 腋窩 ●測定範囲: 予測値=34.0~42.0℃, 実測値=32.0~42.0℃ ●測定精度: 予測値=±0.2℃, 実測値=±0.1℃ ●測定時間: 予測値=約18~25秒, 実測値=7分~10分 ●サイズ: W153×D166×H55.5mm ●重量: 600g ●電源: AC100V 50/60Hz(15VA)

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな <b>貴社名</b>		ふりがな <b>ご担当者名</b>	
ふりがな <b>御住所</b>	〒		
<b>電話番号</b>		<b>FAX番号</b>	
<b>メールアドレス</b>			
<b>ご注文商品</b>			
例) 01-0101-01 丸椅子レッド 3個			
<b>ご要望</b>			