

Body Composition Analyzer

- 精度等級3級。
- 4つの測定数で精度の高い測定が可能。
- 総体外液量や細胞内液量の測定や部位別体組成評価も可能です。
- オプションのデータ管理ソフト「ゲット・イン・シェイプ」を使用すると最大10000人の会員登録、過去履歴など、様々なデータの管理・運用ができます。



カラータッチパネル方式なので、簡単に操作ができます



## 体水分の細分化測定

「低周波電流は細胞内のみを流れ、高周波電流は細胞間を透過する」という特徴を生かして細胞内液量、細胞外液量を分けて測定・表示します。個人差の大きい体水分バランスも一目でわかり、様々な対応した指導が可能です。

## (体水分量表示画面)

体水分分析	戻る
体水分量	35.4%
細胞内液量	37%
細胞外液量	22.3%
体水分とは？	細胞外液量とは？
戻る	印刷

## マルチ周波数体組成計(検定品)

検定品 検定料別表 受注生成 管理ツール

コード	品番	価格(税別)
① 23-3013-00	MC-180	¥1,700,000

※測定方法: マルチ周波数8電極別A法・D・5周波: 270g・目量: 0.05kg(0~200g)/0.1kg(200~270g)・最大測定引き量: 110kg・サイズ: W450×D650×H1260mm・最大寸法: 450×428mm・重量: 約35.0kg・電源: AC100V 50/60Hz(ダイレクトプラグ)・付属品: 専用プリンタ、専用印刷台紙×200枚、保管用カバー  
※ご注文の際には、ご使用地域をご指定ください。

## オプション

コード	品番	品名	価格(税別)
② 23-3013-01	NV-190	ゲット・イン・シェイプ	¥120,000

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな	ふりがな
貴社名	ご担当者名
ふりがな	
御住所	〒
電話番号	FAX番号
メールアドレス	
ご注文商品	
例) 01-0101-01丸椅子レッド3個	
ご要望	