

Body Composition Analyzer

New!

- 体を構成する基本成分である体水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪を定量的に分析します。
- 栄養状態に問題がないか、体がむくんではないか、身体はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を評価できる測定機器です。



専用キャリーケース

体成分分析器

組立
商品

送料別
別紙

コード 品番 価格(税別)

① 24-7267-00 ACCUNIQ BC300 ¥850,000

※測定方法:8点接触型4電極法※ひょう量:250kg※自重:100g※最大風速引き量:9.9kg※サイズ:W400×D735×H890mm※重量:約10kg※電源:AC 100~240V 50/60Hz※消費電力:60VA※付属品:プリンタ:ACCUNIQ MANAGER(ソフト)、専用結果用紙(2種・各200枚)、専用キャリーケース

※妊娠・ペースメーカー装着の方は測定をご遠慮ください。

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			