


Knee Joint Motion Tester

- 屈伸前方移動量 (ATT) を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。
- ラックマンレストの調整で膝角に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。
- 携行時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。



膝関節運動テスタ KMI

コード	品番	価格 (税別)
① 24-6450-00	19951	¥50,000

※移動量測定範囲: 屈伸角度-0~15度、前方移動-0~20mm※サイズ: 使用時-W155×D20×H100mm/収納時-W85×D20×H90mm※重量: 約165g※付属品: サポートベルト、キャリングケース

※表紙の内容は2019年4月現在のもので、随時の変更により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ありがた		ありがた	
貴社名		ご担当者名	
ありがた			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
TEL 01-01-01 丸棒子 レッド 3個			
ご要望			