

Pedometer with Activity Tracker

- 高精度の5D加速度センサーと独自のアルゴリズムで10秒ごとに身体活動データを記録し、より詳細なデータ解析に対応します。
- NETS、歩数を最大45日間表示。



<ご注意>
 オムロン活動量計HJJA-450Cは研究・医療機関専用機器となります。また、データ出力するには、別途の通信ケーブル(H40-IT4)が必要であり、データ転送の目的でのアプリケーションは研究・医療機関の方におもむくヘルスケア・ヘルスマートレスなど御用いたいただき、ダウンロードが不可となります。

活動量計 アクティブスタイルプロ

コード	品番	価格(税別)
① 24-3594-00	HJJA-750C	¥20,000

※サイズ:W40×D12×H52mm※重量:約23g※電源:ボタン電池CR2032×1(別売)

※表記の内容は2019年4月現在のもので、諸般の事情により予告なく変更・中止の組合もございますので、あらかじめご了承ください。

ありがた		ありがた	
貴社名		ご担当者名	
ありがた			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※01-0101-01 丸棒子 レッド 3個			
ご要望			