

Bilirubin Stat-analyzer

- 蒸留水による0合わせの必要はありません。
- 測定の際に標準値の自動校正をします。
- 毛細管を使用するため、微量な試料で測定できます。
- 溶血250ng/dL以上とせ、表示が点滅します。



ビリルビン測定器



コード	品番	価格(税別)
① 23-2016-00	B-105N	¥400,000
<small> ※検出法: 紫外光電子 ※測定範囲: 0~30ng/dL ※測定精度: ±5% ※光源: LED ※フィルター: 干渉フィルター-455nm, 575nm ※試料: 全血 ※測定時間: 5秒 ※サイズ: W250×D330×H160mm ※重量: 2.5kg ※電源: AC100V/220V 50/60Hz ※消費電力: 2W </small>		

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな	ふりがな	
貴社名	ご担当者名	
ふりがな		
御住所	〒	
電話番号	FAX番号	
メールアドレス		
ご注文商品		
<small>例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個</small>		
ご要望		