

Cytosetter

- 手軽でコンタミネーションのないスプレー式細胞固定剤です。
- スプレー後5～6分で細胞の固定が完了しますので、時間が短縮化されます。
- 経時安定性に優れ、染色性は従来法と変わりません。
- ハンディタイプでスライドグラス180枚以上に噴霧できます。



サイトセッター

コード	品番	容量	価格(税別)
① 23-5029-00	J200000	75ml	¥1,500

※成分：ホリエチレングリコール、インプロピルアルコール(30%)

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			