

Swabsticks (Sterilized)

- 包材にポビドンヨードやアルコールなどの消毒液を注いでそのままお使いいただけます。
- 開封すると綿棒の軸先がでるので、取り出しやすく清潔に使えます。
- 木軸・片綿。
- EOG滅菌済。



## ネオ綿棒 (滅菌済)

コード	品番	サイズ (綿径×全長)	入数	価格 (税別)
① 07-3077-00	2号	φ5×150mm	10本×50袋	¥5,000
② 07-3077-01	3号	φ10×150mm	10本×50袋	¥5,500

※表記の内容は2019年4月現在のもので、諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸棒子 レッド 3個			
ご要望			