

Enema Syringe

- ポンプの加減で洗浄力の調節が可能。やさしく無理なく洗浄や注入ができます。
- ゴム球とチューブはコネクター式で離脱可能ですので、使用後の洗浄が簡単。



### タイヨーエネマシリンジNEO

コード	ゴム球容量	サイズ(全長)	価格(税別)
① 23-3790-00	65cc	760mm	¥3,800

※材質:本体=天然ゴム、ノズル・コネクター=ポリプロピレン

一般  
25x1

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子レッド3個			
ご要望			